



دستورالعمل استفاده هد هولدر



Infant Head Holder User Manual

UMDNS: - Class: A

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۲۷۱۸۲ شماره: ۰۲۶-۳۲۸۲۲۰۷۸ همراه: ۰۹۱۲-۳۲۰۶۴۸۲ واتس اپ: ۰۹۱۰-۳۲۰۶۴۸۲

www.amed.ir



فهرست

۳	معرفی شرکت
۴	محصولات شرکت
۵	معرفی دستگاه
۵	آموزش نصب و استفاده
۵	هشدارها
۶	معانی برجسب های محصول

معرفی شرکت

شرکت ارمغان رفاه جامع (ارج) با **ماموریت** تولید و توزیع تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی در سال ۱۳۹۳ پا به عرصه تولید تجهیزات پزشکی نهاده است.

چشم انداز این شرکت، کسب مقام برترین تولید کننده تجهیزات پزشکی بخش نوزادان ایران در سال ۱۴۰۴ بوده و **اهداف** شرکت برای سال جاری ایجاد تنوع در محصولات و توسعه بازار تعیین شده است.

با توجه به تغییرات گسترده و سریع در بازار کسب و کار و جهت رقابت با کالاهای خارجی، این شرکت حرکت در مسیر تعالی سازمانی و بهره وری را سرلوحه خود قرار داده و با بهبود فرآیندها سعی در کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات خود دارد تا بتواند با ارائه محصولات با کیفیت عالی و قیمت مناسب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان خود را افزایش دهد و به جایگاه شایسته ای در این صنعت دست یابد.

این شرکت دارای واحد R&D بوده و طی دو سال گذشته بر روی پروژه های متفاوت جهت توسعه محصولات شرکت و همچنین اضافه نمودن محصولات جدید به لیست محصولات شرکت فعالیت نموده است.

از دستاوردهای این شرکت، اخذ گواهی ISO-13485 در سیستم مدیریت کیفیت و ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور است.

به امید آنکه شما عزیزان نیز با ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در راه بهبود و ارتقای هرچه بیشتر یاری نمایید.



IMED
National Medical
Device Directorate IR.IRAN



محصولات شرکت

- ❖ تخت احیاء نوزاد
- ❖ گرمکن ریکآوری نوزاد (وارمرکات)
- ❖ وارمر نوزاد (گرمکن)
- ❖ فتوترایی اینتنزیو (اینتنسیو)
- ❖ فتوترایی بیمارستانی (ایستاده)
- ❖ فتوترایی خانگی (قابل حمل)
- ❖ چشم بند فتوترایی
- ❖ کات نوزاد (تخت بستری) در مدل های:
 - ارج
 - ارمغان
 - رفاه
 - جامع
 - آریو
- ❖ اکسیژن هود نوزاد (اکسی هود) در مدل های:
 - استوانه ای (کوچک، متوسط و بزرگ)
 - زاویه دار (با دریچه دسترسی و بدون دریچه)
- ❖ فیکسچر سر نوزاد (هد هولدر)

برای مشاهده کاتالوگ، مشخصات کامل و قیمت بروز محصولات به سایت ما مراجعه فرمایید

www.amed.ir

معرفی دستگاه

هد هولدر نوزاد یا فیسکر سر نوزاد وسیله ای است جهت ثابت نگه داشتن سر نوزاد حین انجام کارهای درمانی مانند جراحی، اتصال دستگاه تنفس و
از ویژگی های این محصول می توان به قابل استفاده بودن در زمان اتصال سوند به دهان نوزاد اشاره کرد. نگهدارنده سر نوزاد با ابعاد $20 \times 24 \times 24$ سانتی متر و وزن 0.5 کیلوگرم تولید می شود.

آموزش نصب و استفاده

- ۱) سر نوزاد را بین گیره های هد هولدر قرار داده به صورتی که نگهدارنده ها روی گوش نوزاد قرار گیرند.
- ۲) در دو طرف دستگاه، پیچی برای تنظیم میزان بزرگی نگهدارنده ها تعبیه شده که می توان بر اساس اندازه سر نوزاد آن را تنظیم کرد.
- ۳) پس تنظیم و فیکس شدن سر نوزاد، شلنگ اکسیژن را روی گیره هد هولدر قرار داده و از آن استفاده کنید.

هشدارها

موارد ایمنی را جدی بگیرید!

- ✦ هیچگاه نوزاد را مدتی طولانی به حال خود رها نکرده و همواره او را تحت نظر داشته باشید.
- ✦ از مناسب بودن اندازه نگهدارنده ها اطمینان حاصل کرده تا سر نوزاد تحت فشار نباشد.
- ✦ در صورت اتصال اکسیژن به نوزاد، از مسدود نبودن شلنگ اکسیژن و قرار گرفتن دقیق آن روی بینی نوزاد، اطمینان حاصل فرمایید.
- ✦ همواره برای قرار دادن نوزاد جدید، دستگاه را ضد عفونی و تمیز فرمایید.
- ✦ از تمیز کردن بخش های پلاستیکی با الکل خودداری نمایید.

معانی برچسب های محصول

محل نصب	معنی	برچسب	ردیف
کارتن	محافظت از نور آفتاب/گرما		۱
کارتن	دور از رطوبت نگهداری شود		۲
کارتن	برچسب هشدار بر روی کارتن محصول	با احتیاط حمل شود شکستنی است	۳
کارتن	نمایش سمت بالای محصول		۴
کارتن	شکستنی است		۵
کارتن	لوگو شرکت		۶
بدنه دستگاه	شناسایی هد هولدر		۷
بدنه دستگاه	با الکل پاک نکنید		۸